

## CANARD SAISONNIER 2024

## PROMOTIONS DE FIN D'ANNEE



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD  
T+4121 887 02 10

Lundi – Vendredi  
8h00 – 12h00  
13h30 – 17h00

Conseils à domicile  
Sans engagement  
Assistance technique 7/7

## ROLLATOR TAIMA ECO

Barre rembourrée de dossier  
porte-canne  
panier en filet (charge max. 5kg)  
aide à inclinaison pour surmonter facilement les obstacles  
amortisseur de direction pour plus de confort de conduite  
poids 7,8kg  
charge max. 150 kg

Art. 340732

**Prix** CHF 190.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 249.-~~ TVA excl.



## DEAMBULATEUR WALKER TAURUS HYDRA

Le Taurus convient pour la thérapie dans les homes, les hôpitaux et cliniques. Les supports pour les avant-bras sont réglables en hauteur de 85 à 130 cm par piston à gaz sur simple pression de la manette située sous les supports.

Art. 340479 Modèle à poignées fixes

**Prix** CHF 1'320.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 1'467.-~~ TVA excl.

Art. 814787 Modèle à poignées réglables, frein à main sur poignée, et ligne droite fixe sur roulette derrière

**Prix** CHF 1'795.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 1'993.50~~ TVA excl.



### FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG « Black Edition »

Cadre en aluminium : noir  
 Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm  
 Profondeur assise réglable de 40 à 45 cm  
 Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 cm à 38,5 cm  
 Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm)  
 Accoudoirs fixes et rabattables en arrière  
 Roues 8" à l'avant, roues 24" à l'arrière. Roulette anti-bascule avec bascule d'appui, la paire. Porte-canne. Ceinture de sécurité.  
 Poids du fauteuil : 14,2 kg. **Avec freins accompagnants**

Art. 050082 ( 38cm) / 050083 ( 40.5cm) / 050084 (43cm)  
 050085 (45.5cm) / 050086 ( 48cm) / 050087 ( 50cm)

**Prix** CHF 670.- TVA excl.  
 Prix courant ~~CHF 738.-~~ TVA excl.

A partir de 5 pièces, broderie du logo de votre institution offerte



### FAUTEUIL ROULANT ACTION 2 NG – Transit lite

L'Action 2 NG Transit Lite est plus léger, plus compact et facile à manœuvrer. Sa taille de châssis réduite en fait un choix idéal pour les déplacements même dans des espaces exigus. Son dossier en forme de Y apporte un confort supplémentaire. Un frein de stationnement nouvellement positionné est accessible depuis la position assise. Le châssis pliable compact et le dossier semi-pliable permettent à l'Action 2 NG Transit Lite de s'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Les repose-pieds et accoudoirs amovibles se détachent en quelques secondes. Facile à plier et à déplier.  
 Avec freins accompagnants. Largeur assise : 40,5cm, 43cm, 45,5cm, 48cm  
 Poids : 13 kg

Art. BR167311

**Prix** CHF 550.- TVA excl.  
 Prix courant ~~CHF 612.-~~ TVA excl.



### COUSSIN ASKLE ALOVA GALBE

Coussin moulé avec décharge coccygienne intégrée en matière viscoélastique.  
 Pour des personnes pesant jusqu'à 200 kg.  
 Disponibles en plusieurs tailles de 40 x 41 x 6/9 cm à 50 x 44 x 6/9 cm

**Prix** CHF 125.- TVA excl.  
 Prix courant ~~CHF 134.10~~ TVA excl.





## FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS Pro

Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm  
 Profondeur réglable de 43 à 50 cm  
 Hauteur à choix. Roues 22" ou 24"  
 Réglage du dossier sur 30°. Réglage de l'assise sur 20°  
 Charge max. de 135 kg  
 Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris  
 Plaque de dossier en bois. Coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris. Poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré. Repose-jambes avec palettes réglables en profondeur  
 Accoudoirs réglables en hauteur  
 Appuie-tête réglable en position et latéralement  
 Roues avant 8" à bandage. Roues arrière avec axe rapide et pneus à bandage. Mains-courantes en alu et freins à pousser  
 Modèle de base **avec** freins à tambour

Art. 050510 (39cm) / 050511 (44cm) / 050512 (49cm)



**Prix** CHF 1'390.- TVA excl.  
 Prix courant ~~CHF 1'620.-~~ TVA excl.

## CHAISE DE TRANSFERT MANCHESTER 3 – ACIME

Châssis en époxy blanc sans soudure, 2 roues arrières diam. 200mm, et 2 roues avant diam. 125mm. Freinage à mains.  
 Galets butoirs antichocs,  
 3 supports de tige à sérum intégrés à la poignée de poussée.  
 Repose-pied escamotable, 2 crochets latéraux.  
 Sellerie Urban grise et dossier au choix, épaisseur 50mm, selon nuancier.  
 Tige à sérum simple solidaire. Support O2 sous assise, en PVC orange.  
 Largeur d'assise: 48cm  
 Charge maximale: 200 kg

Art. ACIME

**Prix** CHF 1'650.- TVA excl.



## TANDEM 3 ROUES FUN 2 GO AVEC MOTEUR

Le Fun2Go est un cycle double, un tandem à trois roues, sur lequel les passagers sont assis(es) côte à côte. Une seule personne tient le guidon, mais les deux pédalent. Les deux personnes peuvent se voir à leur guise et peuvent communiquer entre elles, dans la mesure où les deux selles se trouvent l'une à côté de l'autre. Les personnes peuvent monter sans avoir à l'enjamber et les sièges peuvent se régler à la distance voulue par un levier. Le tandem côte à côte Fun2Go est extrêmement facile à manoeuvrer : avec ses deux roues situées complètement à l'arrière et une seule roue avant, il est possible de le faire tourner de 360° sur son propre axe. Le commutateur de roue libre en option peut être mis en « marche » ou en « arrêt » pour déterminer si la personne au guidon (si c'est obligatoire) va pédaler. Par ailleurs, vous pourrez ajouter un grand nombre d'options pour compléter le modèle Fun2Go). Pour des raisons de sécurité, le Fun2Go est limité à un maximum de 20 km par heure.



### Données techniques :

Entrejambe (adaptable) 75-90 cm  
Hauteur d'assise (adaptable) 61 cm  
Dimension des roues 20". Freins Réglable  
Couleur standard (adaptable) (RAL 5011) Bleu acier matt  
Max. Poids de l'utilisateur Par personne 120 (renforcé à 180) kg

Art. PRO-352-0000

**Prix** CHF 10'700.- TVA excl.



## TRANSPORTEUR DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS 3

Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e).

La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Le positionnement assez bas de la chaise sur le cycle facilite la circulation et abaisse le centre de gravité. Les roues avant, dont l'écart est assez large et la direction améliorée, permettent de réduire le rayon de braquage, et de ce fait, renforcent la stabilité. Il est éventuellement possible d'ajouter un moteur électrique pour une assistance au pédalage pendant la ballade en vélo.

### Données techniques :

Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm  
Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm  
Hauteur d'embarquement (adaptable) : 28 cm  
Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues : 20"  
Dimension des roues arrière : 26"  
Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg  
Max. Poids de l'utilisateur passager incl. fauteuil roulant : 140 kg



Art. PRO-384-0001

**Prix**

**CHF 10'460.-** TVA excl.

Les prix sont affichés hors TVA.

Promotions valables du 15.10.2024 au 15.01.2025

## CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 BS FT



Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN  
Couleur kobalt, graphit ou rouge.  
Assise en plastique avec ouverture hygiénique.  
(En option, assise rembourrée)Seau hygiénique avec graduation intérieure  
et couvercle hermétique. Châssis fabriqué en résine de synthèse  
avec angles arrondis. Repose-pieds escamotable.  
4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.  
Charge max. 150 kg. Garantie 5 ans

Art. SCC 200BS FT

<b>Prix</b>	<b>CHF 700.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 774.-</del>	TVA excl.



## TABOURET DE DOUCHE SWIFT



Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm.  
Pieds amovibles. Siège avec évidement pour la toilette intime.  
Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm, profondeur hors tout 47 cm.  
Charge max. 130 kg. Coloris à choix : Vert clair ou Gris clair

**Livré non monté**

Art. 8170 1730 Tabouret avec accoudoirs et dossier

<b>Prix</b>	<b>CHF 130.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 143.55</del>	TVA excl.



## CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE CLEAN

Chaise douche/toilette CLEAN avec **2 roulettes à frein** 125 mm  
(une à l'avant, une à l'arrière, en diagonale)  
Châssis en acier thermolaqué et siège en matière synthétique.  
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustables  
Disponible en blanc ou vert Lagoon. Livrée sans support ni seau.

Art. 390095 Hauteur de siège de 49 cm  
Art. 390096 Hauteur de siège à 55 cm

<b>Prix</b>	<b>CHF 415.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 460.-</del>	TVA excl.

Options disponibles :

Art. 390113 Seau avec couvercle **CHF 75.20** TVA excl.



## SOULEVE-PERSONNE SOLAR 185

Le dispositif Solar 185 est un lève-personne mobile permettant de transférer une personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d'un lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC. Charge maximale de 185 kg

### Ecartement des pieds : Electriques

Largeur interne minimum : 550 mm. Largeur interne maximum : 920 mm  
Charge max d'utilisation : 175 kg. Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg. Matériel : Acier thermo laqué  
Hauteur maxi du cintre : 1970 mm. Hauteur minimum du cintre : 636 mm  
Poids total avec batterie : 50 kg

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boitier de contrôle directement.

Art. 010-01400

**Prix** CHF 3'200.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 3'543.75~~ TVA excl.



## SANGLE ERGOLET TRANSFERT LOW BACK POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09634 Taille S  
Art. 009-09635 Taille M  
Art. 009-09636 Taille L  
Art. 009-09637 Taille XL

**Prix** CHF 240.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 262.70~~ TVA excl.



## SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE AVEC TÊTIERE

Art. 009-09824 Taille S  
Art. 009-09825 Taille M  
Art. 009-09826 Taille L  
Art. 009-09827 Taille XL

**Prix** CHF 230.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 255.15~~ TVA excl.





## VERTICALISATEUR STELLAR 170

Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet. Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent un attachement sûr et simple de bride. L'appui capitonné de genou est taille et angle réglable pour un ajustement parfait. Dimensions compactes et design scandinave élégant. Ecartement électrique des pieds, supports des genoux ajustables en hauteur et en angle. Stop d'urgence. Charge max. 170 kg. Poids: 54 kg. Autonomie batterie : 60 à 80 levées. Batterie et chargeur intégré à l'appareil.

Boîtier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boîtier de contrôle directement.

Art. 011-01610

**Prix** CHF 2'850.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 3'165.75~~ TVA excl.



## SANGLE ERGOLET STANDING CONFORT POUR VERTICALISATEUR

Art. 009-09594 Taille S  
Art. 009-09595 Taille M  
Art. 009-09596 Taille L  
Art. 009-09597 Taille XL

**Prix** CHF 180.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 198.45~~ TVA excl.



## LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA

Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal facile à nettoyer.

Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.

Tête et pied de lit plaqué hêtre et barrière télescopique

4 roues à freins. Télécommande avec fonction de verrouillage. Grand choix de décors et de formes de panneaux pour un aménagement personnalisé

Adaptation optimale de la hauteur avec la fonction 3 arrêts. Adaptation possible à la situation d'habitation et aux soins requis grâce aux nombreux accessoires

**Avec demi-barrières**

Art. 287900 90 x 200 cm

**Prix** CHF 3'150.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 3'492.-~~ TVA excl.



## LIT DE SOINS LENUS

Le lit bas idéal et innovant pour une prévention optimale des chutes.

Lit médicalisé avec réglage électrique du niveau de **15 à 80 cm** avec arrêt automatique à mi-course à environ 38 cm. La position très basse de 15 cm protège les utilisateurs prédisposés aux chutes.

La hauteur de 80 cm est idéale pour prodiguer des soins.

Avec sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal, réglage de la tête et des jambes électriquement. Panneaux de tête et pied en bois, couleur hêtre naturel

2 barrières de protection latérale pleine longueur en bois massif.

Roues doubles Ø 50 mm, blocage et déblocage des roues par paire à l'aide d'une pédale de frein en tête et pied de lit. Télécommande avec fonction de verrouillage.

Potence avec poignée

Charge maximale du lit : 225 kg

Art. 287382

**Prix** CHF 2'260.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 2'506.60~~ TVA excl.




## MATELAS ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC

Matelas multiportance monobloc ALOVA avec décharge talonnière intégrée, constitué d'une mousse moulée viscoélastique 85 kg/m<sup>3</sup> d'épaisseur 6 cm sur une base en mousse moulée haute résilience 38 kg/m<sup>3</sup> d'épaisseur 8 cm  
Portance medium partie tête, ferme partie centrale, souple partie pied  
Dimensions : 198 x 88 x 14 cm  
Protection intégrale polyuréthane sérigraphiée, bi-élastique, respirante et très résistante.  
Fermeture à glissière sur 3 côtés.  
Housse lavable en machine à 90°.  
Charge max : 130 kg

Art. VMA63RC-HIPH

WINCARE  
g r o u p



<b>Prix</b>	<b>CHF 370.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 405.-</del>	TVA excl.

## MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS

Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.  
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.  
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique  
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise. Alarmes visuelle et sonore

Art. VKONEP-090A3A-CH

WINCARE  
g r o u p

<b>Prix</b>	<b>CHF 930.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 1'029.60-</del>	TVA excl.



## MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



Prévention et traitement d'escarres multiples :

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas, nouvelle vanne CPR.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Trois modes d'aide aux soins.
- **Ergonomie** : convient pour des personnes de **30 kg à 165 kg**
- **4 décharges talonnières de série**
- **Gestion de la position assise**
- **Réglage confort personnalisé**
- **Housse CIC dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions d'argent, lavable à 90°**

3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux ( à l'exception des 2 cellules à la tête).
- Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
- **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- **Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.

Art. VAXT4/CIC-P

**Prix**

Prix courant

**CHF 1'750.-** TVA excl.

~~CHF 1'935.-~~ TVA excl.



### LIT DE SOINS MEDICALISE XXL DIVISYS 2.0 120 CM



Relève buste électrique. Relève jambes électrique avec plicature  
Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam.  
100 mm freinage indépendant, sans jupe bois. Amplitude de 34 à 74 cm  
Télécommande à fil. Motorisation LINAK.  
Un jeu de panneaux de lit à choix :  
AUZENCE (Barrières Epoxy) / CARMEN II (Barrières bois) & MEDIDOM (sans barrière)  
Une potence d'angle époxy. Poids utilisateur max. 270 kg.

Art. IXL1L11120-CH

**Prix** CHF 3'750.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 4'140.-~~ TVA excl.



### MATELAS A AXTAIR XXL BARIATRIQUE 120 CM



Matelas composé de 21 cellules de 20 cm de hauteur d'air thérapeutique  
et de 2 bordures stabilisatrices pour aider au transfert.  
Largeur: 120 cm Mode transport avec une autonomie de 8 heures  
Système breveté de calcul automatique et continu de la pression  
de gonflage en fonction du morphotype patient  
3 modes de fonctionnement : Dynamique, statique basse  
pression et soins. Réglage confort disponible quel que soit  
le mode utilisé et la position du patient  
Alarmes visuelles et sonores et vanne CPR d'urgence  
Convient pour des personnes de 100 kg à 270 kg

Art. VKXXL-120A2A-CH

**Prix** CHF 3'650.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 4'050.-~~ TVA excl.



## CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG

Charge max. 200 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de 46-54 cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : 46 à 54 cm

Profondeur : 45 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XL PPG

**Prix** CHF 1'750.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 1'944.-~~ TVA excl.



## FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY

Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant.

**Largeur d'assise: 55cm**

Hauteur d'assise: 51 cm

Toile d'assise en nylon noir, rembourrée,

Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.

Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm.

Roues avant 8 x 2" à bandages.

Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide

24 x 1 3/8" à bandages.

Freins à pousser avec levier escamotable.

Charge max. 160 kg

Art. CKG0026

**Prix** CHF 2'050.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 2'275.20~~ TVA excl.



Options disponibles :

CKG00333	Dossier inclinable par vérin à gaz	CHF 595.-
Art. CKG0400	Repose-pieds relevables en hauteur/paire	CHF 338.-
Art. CKG1130	Freins à tambour pour accompagnateur	CHF 358.-
Art. 1450923	Tablette de thérapie	CHF 398.-
Art. CKG1200	Roulettes anti-bascule/paire	CHF 179.-
Art. 1442991	Support pour amputé d/g	CHF 259.-

## TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune ou gris.  
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.  
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCL07 et fiche JACK compatible sur système GETS.  
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus.  
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

**BIRCHER**  
Reglomat



Art. 303416 1100 x 700 mm

**Prix** CHF 790.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 870.-~~ TVA excl.



## GENERATEUR VAPEUR SP400 avec Chariot et accessoires

Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux. La qualité constante de la vapeur du SP400 garantit son efficacité, assure un résultat de propreté et de désinfection optimal et évite le ré-encrassement des surfaces.  
Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.  
Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est très simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.  
Accessoires : Buse coudée, brosse de 20cm, raclette de 20cm, support microfibre de 20 cm et balai MOP vapeur

**SaniVap**  
Système de Nettoyage à Vapeur



### Chaudière :

- Volume total :3.5 L
- Matière / qualité :inox 316L
- Pression :5bars
- Température :150°C
- Dispositif auto-remplissage :oui
- Débit vapeur :0 à 150 g/mn

### Puissance électrique :

- Alimentation :230v – 50 Hz
- Chaudière :2750w
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
- Puissance totale absorbée :2800w

### Capacité des réservoirs

- Eau pour production vapeur :4,6 L
- Filtre sortie vapeur :oui

### Indice de Protection électrique

- Appareil : IP44
- Boîtier électrique et électronique étanche : IP56

### Poids et dimensions

- Gaine vapeur :4,5 m
- Câble électrique en néoprène :10 m
- Appareil seul :19 Kg
- Dimensions :L 42 x l 30 x h 43 cm

### Homologation / Certifications

- CE Dispositif Médical- ISO 13485- ISO 9001

**Garantie totale** : 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires

Art. SP400KIT

**Prix** CHF 4'640.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 5'800.-~~ TVA excl.

## MACHINE DE DESINFECTION NOCOSPRAY 2

Machine de désinfection des surfaces par voie aérienne permettant de traiter des pièces jusqu'à 1 000m<sup>3</sup>.  
Simple programmation du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1 000m<sup>3</sup>). Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ni intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer).  
Traitement en 2 phases : temps diffusion du Nocospray et temps de contact du désinfectant.

### Informations techniques :

Turbine électrique : 1 000 Watts / Fabrication sous ISO 13485  
Vitesse de rotation : 22 000 tr/min / Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec  
Poids : 6,2 kg. Débit moyen du liquide : 1 000 ml/hArrêt automatique.  
Programmeur intégré pour déclencher les traitements automatiquement.  
Système de traçabilité des traitements

Art. 2000.001 (230V)

**Prix** CHF 2'070.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 2'585.-~~ TVA excl.



**Possibilité d'effectuer la prestation par notre service technique** CHF 110.-/heure TVA excl.  
(correspond à une surface de 2 à 3 chambres)

## CHARIOT AGILY STANDARD 3 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400

3 plateaux Kydex. 1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm  
1 rail normalisé pour accessoires

Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT\_075S + 87126

**Prix** CHF 800.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 905.-~~ TVA excl.



## GUERIDON RESINE 3 TABLETTES 700 X 500 X 985 MM

1 Tiroir à clé

Art. FA64301

**Prix** CHF 750.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 915.-~~ TVA excl.





### CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400 A TIROIRS

Chariot de soins NEOP 400 x 400 à tiroirs télescopiques  
Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières.  
Hauteur : 100 cm. Fermeture à tiroirs télescopiques.  
Sur demande, fermeture à battant pour tiroirs Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).  
Livré avec 3 rails normalisés pour accessoires.  
Dim. Haut. 1060 x Larg. 563 x Prof. 580 mm

Art. 8Y144H100T (modèle à tiroirs)

**Prix** CHF 1'800.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 2'247.-~~ TVA excl.



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

### ARMOIRE MOBILE DE STOCKAGE NEOP 600 x 400

L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques.  
Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs disponibles : 160 ou 180 cm  
Fermeture à rideau, ou sans fermeture.  
Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage.  
2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités.  
Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute  
Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.

Art. 8YA164H180FRC (600 x 400, simple colonne, hauteur 180cm)

**Prix** CHF 1'800.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 1'995.-~~ TVA excl.



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

### ARMOIRE MOBILE DE STOCKAGE NEOP 400 x 600

Les armoires mobiles de stockage Neop 400 x 600 complètent la gamme d'armoires de stockage pour tous produits, dans la salle de soins ou dans le plateau technique (stockage des produits longs). Elles sont disponibles en simple ou double colonne. Leur faible encombrement permet d'optimiser l'utilisation de la place au sol. Quand cela est nécessaire, elles peuvent être utilisées comme armoire à pharmacie. Armoire simple ou double colonne  
2 hauteurs disponibles : 160 ou 180 cm  
Fermeture à rideau ou sans fermeture  
Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. Intercalaires en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).

Art. 8YA146H180FRC (400 x 600, simple colonne, hauteur 180cm)

**Prix** CHF 1'800.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 1'995.-~~ TVA excl.

 PRATICIMA  
healthcare solutions



### ARMOIRE MOBILE DOUBLE DE STOCKAGE NEOP 600 x 400

Avec double colonne, et hauteur de 180 cm. L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques. Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs : 160 ou 180 cm. Fermeture à rideau, ou sans fermeture. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. 2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute. Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste, vert pomme  
Dim. Haut. 1850 x Larg. 1460 x Prof. 580 mm

Art. 8YAH264H180FRC

**Prix** CHF 3'100.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 3'415.-~~ TVA excl.

 PRATICIMA  
healthcare solutions



## ARMOIRE MOBILE DOUBLE DE STOCKAGE NEOP 400 x 600



Avec double colonne, et hauteur de 180 cm. L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques. Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs : 160 ou 180 cm Fermeture à rideau, ou sans fermeture. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. 2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute. Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste, ou vert pomme. Dim. Haut. 1850 x Larg. 1060 x Prof. 770 mm



Art. 8YAH246H180FRC

**Prix** CHF 3'100.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 3'415.-~~ TVA excl.

## LA GESTION DU LINGE - CHARIOT COLLECTEUR DU LINGE PRATICIMA



Art. AB12142 chariot 1 sac avec couvercle et pédale

**Prix** CHF 330.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 375.-~~ TVA excl.

Art. AB12152 chariot 2 sacs avec couvercles et pédales

**Prix** CHF 580.- TVA excl.  
Prix courant ~~CHF 645.-~~ TVA excl.



Les prix sont affichés hors TVA.

Promotions valables du 15.10.2024 au 15.01.2025

## CHARIOT DE CHANGE MINI

Chariot de change "Mini " petit modèle  
1 étagère grillagée réglable en hauteur  
équipée de 2 cloisons amovibles.  
1 tiroir haut. 75 mm  
Dimensions: 1085 x 630 x 994 mm  
Coloris disponibles : Bleu pop, vert pomme,  
orange, framboise, myrtille

Art. 8P200

<b>Prix</b>	<b>CHF 650.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 725.-</del>	TVA excl.

 **PRATICIMA**  
healthcare solutions



## ECRASE COMPRIMES MANUEL TOOKAN



Chargeur de sachets intégrés dans la poignée. Hygiène et sécurité: pas de risque de contamination, ni de nettoyage ou stérilisation nécessaire.  
Ergonomie: Poignée ergonomique en aluminium revêtue peinture époxy orange. Mâchoires en aluminium anodisation naturel

Art. NA00017

<b>Prix</b>	<b>CHF 120.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 140.-</del>	TVA excl.



**5x Lots de 1000 sachets** en polyéthylène. Dimensions sachet : 120 x 50 mm

Art. NA00011.01

<b>Prix</b>	<b>CHF 300.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 420.-</del>	TVA excl.

 **PRATICIMA**  
healthcare solutions



## PILI BLADE- Outil de découpe indispensable à la préparation des médicaments

- Mouvement naturel sans effort
- Nombre réduit d'opérations
- Rapide et efficace
- Découpe tous types de plaquettes et de sachets
- Lame sécurisée non accessible
- Evite les coupures accidentelles avec les ciseaux



 **PRATICIMA**  
healthcare solutions



<b>Prix</b>	<b>CHF 130.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 158.-</del>	TVA excl.

## ECRASE COMPRIME ELECTRIQUE "SEVERO 3.0"

Ce broyeur permet de réduire en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.  
Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm  
Autonomie : 500 cycles de broyage ( 3 jours d'utilisation en continu)  
Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)  
Poids : 1,5 kg. Temps de chargement : 2 heures

Art. NA00030.01

<b>Prix</b>	<b>CHF 460.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 510.-</del>	TVA excl.

**1x Lots de 2'100** gobelets pour " SEVERO" avec couvercle + petites rondelles

Art. NA00014.01 + NA00015.01

<b>Prix</b>	<b>CHF 460.-</b>	TVA excl.
Prix courant	<del>CHF 515.-</del>	TVA excl.

 **PRATICIMA**  
healthcare solutions



## AMENAGEMENT DE SALLES DE SOINS

Possibilité de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement et répondant parfaitement à vos attentes. Le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins. Matériaux et techniques de fabrication choisis et développés en fonction des impératifs d'hygiène des établissements. Aménagement personnalisé, fonctionnel, et optimisé. Le respect de l'hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasse et l'utilisation de matériaux de qualité résistants et garantis.

### Caractéristiques techniques :

- Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- Epaisseur des panneaux : 19mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- Classement au feu M3
- Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes
- Charnières avec système d'amortissement invisible



## CHARIOT DE SOINS MULTISENSORIEL SATELLITE



Le chariot Satellite est une unité mobile compacte et autonome, un concentré de technologie idéal pour les établissements en recherche de gain de place, souhaitant déployer le concept Snoezelen.

Un concept unique de soins multisensoriels conçu en collaboration avec des médecins et ergothérapeutes

- Un chariot combinant tous les éléments multisensoriels
- Une solution mobile ne nécessitant pas de salle dédiée
- Utilisable dans tout l'établissement y compris en milieu humide : salle de bain ou de balnéothérapie
- Adapté aux personnes ayant des difficultés à se déplacer : alitées ou en fauteuil.

Une thérapie non médicamenteuse en complément du parcours de soins

### Ses bienfaits :

- Prévenir et lutter contre les troubles psycho-comportementaux
- Offrir des repères temporo-spatiaux
- Favoriser la détente et le bien-être
- Contribuer à lutter contre la douleur
- Faire appel à la mémoire sensorielle et affective
- Profiter d'un soin personnalisé adapté au moment et à l'état des utilisateurs, grâce aux 6 ambiances prédéfinies ou au programme libre



Art. 9998-9T000\_1

**Prix**

**CHF 11'900.-** TVA excl.

## NOUVEAUTE – EXCLUSIVITE EN SUISSE

### THERMO SPA – LIT DE FLOTTAISON

Le lit de flottaison THERMO-SPA répond aux plus hautes exigences de qualité. Il apporte une formidable sensation d'apesanteur. Il ne peut être comparé à aucun équipement dédié exclusivement au bien-être. Il présente non seulement un confort largement supérieur, mais surtout des avantages thérapeutiques probants. Il convient tout aussi bien dans les centres de spa, de beauté, et de bien-être pour les soins d'enveloppement et de relaxation, que dans le domaine de la physiothérapie et des soins aux personnes âgées. Toutes les fonctions sont directement pilotées à l'aide des menus de l'écran tactile avec Preset-fonction.

#### Effets:

- Echauffement et relaxation de la musculature
- Amélioration de la circulation sanguine
- Soulagement des articulations, du bassin, de la colonne vertébrale et de la structure du squelette.
- Diminution des douleurs



Ce lit de flottaison « Thermo Spa » est disponible dans nos locaux dans notre espace « Détente et Spa ». Nous vous offrons la possibilité de venir sur place à Bercher et vous permettons ainsi de tester le produit sous forme de prestation.

Ci-dessous de lien d'une vidéo de présentation, réalisée auprès de la Maison de Retraite du Petit Saconnex à Genève :

<https://vimeo.com/1014337409/fd87a43399>